


# VITA MFT

Multi Functional Teeth

Tarjeta de formas



Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA


Versión 05.12

VITA shade, VITA made.


**VITA**

Disponibile en colores

VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A-D



forma de pala



triangular


**040**



**T41**



**044**



**T43**




**049**



**T46**



Todas las dimensiones se indican en mm



Anchura de los juegos dentales

Anchura del diente central

Altura de la corona


**T49**



### VITA MFT: el nuevo baremo en la estética

La anatomía natural de los dientes anteriores VITA MFT, con unos contactos proximales ligeramente desplazados en dirección palatina en el tercio incisal, permite una colocación fácil y de aspecto orgánico de los dientes.

La curvatura labial anatómicamente precisa produce una posición dental fisiológicamente perfecta, mientras que los cuellos dentales ligeramente más amplios facilitan la configuración natural de las papilas en función de la edad del paciente.



rectangular


**R42**



**L33**



**R45**




**L34**



**R47**



**L37**



cuadrado

**L37LN**



**S47**



**L40**



**S50\***



La forma **L37LN (Long Neck)** ha sido desarrollada especialmente para la reproducción de características periodontales especiales, necesaria, por ejemplo, en prótesis parciales.

**PU29 – PL29**



**PU31 – PL31**




**PU33 – PL33**



**easy-centric®: el montaje, ahora más sencillo**

La configuración de las superficies oclusales de VITA MFT se basa en el innovador principio *easy centric*, que facilita la colocación profesional y racional y permite una elevada productividad con una calidad adecuada.

N.º		N.º	mm	
	mm	mm	N.º	mm
<b>O40</b>	40.0	<b>L33</b> 32.6	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6
<b>O44</b>	43.9	<b>L34</b> 34.0	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6
<b>O49</b>	49.2	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6
<b>T41</b>	40.5	<b>L33</b> 32.6	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6
<b>T43</b>	43.3	<b>L34</b> 34.0	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1
<b>T46</b>	46.1	<b>L37</b> 36.8	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1
<b>T49</b>	48.8	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6
<b>R42</b>	42.1	<b>L34</b> 34.0	<b>PU29</b> 28.8	<b>PL29</b> 29.6
<b>R45</b>	44.5	<b>L37</b> 36.8	<b>PU31</b> 30.6	<b>PL31</b> 31.1
<b>R47</b>	46.6	<b>L37</b> 36.8	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6
<b>S47</b>	46.8	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6
<b>S50</b>	49.7	<b>L40</b> 39.5	<b>PU33</b> 33.0	<b>PL33</b> 33.6



### VITA MFT: anteriores y posteriores

Todo el espectro de indicaciones en el cómodo surtido compacto VITA MFT. La oferta compacta y bien adaptada de colores y formas garantiza una alta rentabilidad.

Los dientes multifuncionales VITA MFT están indicados para:

- Prótesis completas
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis combinadas con ataches
- Prótesis esqueléticas
- Soluciones provisionales

### La gama de colores de VITA MFT incluye:

- 11 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER										
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
~B1	~B2		~A2	~C2 ~D4	~B3		~A3.5		~A4	~C4

- 13 colores VITA classical A–D

VITA classical A–D														
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2		~C4	D3	~D4		
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1			3L2.5	

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.



Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. Publicación de estas instrucciones de uso: 05.12

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y el siguiente producto lleva el marcado **CE** 0124 : **VITA MFT**

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)